



Объявление №7

о проведении закупки способом запроса ценовых предложений в соответствии с Постановлением Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее Правила) в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» акимата г.Астана

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» акимата г.Астана, 010000, г.Астана, ул.Аманат, 3, (электронный адрес: robbastana@yandex.kz), объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и медицинских изделий, по следующим позициям:

№ лота	Наименование ЛС, ИМН	Краткая характеристика	Единица измерения	Всего кол-во	Цена за единицу, тг	Сумма, тг
1	Димексид 20%, 200мл	Экстемпоральный раствор	флакон	200	3 320,00	664 000,00
2	Набор реагентов для обнаружения в фекалиях яиц глистов по методу Като	Набор реагентов должен быть предназначен для обнаружения в фекалиях гельминтов и их яиц в клинико-диагностических лабораториях. Состав и комплектация набора - Реактив Като - 1 флакон (50 мл). - Целлофановые покровные пластинки - не менее 500 шт. - Пробка из силиконовой резины – не менее 1 шт. Набор рассчитан на анализ не менее 500 проб.	набор	12	60 480,00	725 760,00
3	Контрольный раствор мочи Норма, 12 мл	Контрольный раствор мочи Норма для мочевого анализатора KF Scan, 12мл	флакон	4	23 800,00	95 200,00
4	Контрольный раствор мочи паталогия, 12 мл.	Контрольный раствор мочи паталогия для мочевого анализатора KF Scan, 12мл.	флакон	4	23 800,00	95 200,00
5	Тест планшет для определения скрытой крови в кале	Экспресс-тест должен состоять из тестового (испытательного) устройства, индивидуально упакованную в алюминиевую фольгу с влагопоглотителем. Внутри алюминиевой фольги должно находиться пластиковая кассета с мембранной тест-полоской, состоящей из адсорбирующей бумаги с нанесенным контрольным и тестовым слоем для экспресс-диагностики. Комплектность 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в блистер с влагопоглотителем 2. Одноразовые пипетки с разбавителем 3. Мешочки для хранения и транспортировки испытуемого образца 4. Стойка для пипеток	штука	250	1 300,00	325 000,00

6	Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения поверхностного антигена вируса Гепатита В в сыворотке и плазме крови человека HBsAg, не менее 96 определений	набор	130,00	28 050,00	3 646 500,00
Состав: - комплект из двенадцати восьмилучных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к HBsAg - калибровочные пробы (КП), аттестованные по международному стандарту на HBsAg NIBSC 00/588, содержащие известные количе-ства HBsAg - конъюгат анти-HBsAg-пероксидаза - аналитический водно-солевой раствор - водно-солевой раствор для разведения образцов сыворотки и плазмы крови - концентрированный водно-солевой раствор для промывки лунок - раствор тетраметилбензидаина - стоп-реагент (1 N соляная кислота) - контрольная сыворотка с известным содержанием HBsAg - прозрачный пластиковый пакет с замком					
7	Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови человека, не менее 96 определений	набор	130,00	16 500,00	2 145 000,00
Набор реагентов предназначен для качественного определения антител (IgG и IgM) к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке и плазме крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав набора: Комплект стрипов в рамке- 1 шт. Отрицательная контрольная проба (лиофилизированный препарат или жидкость, 0,8 мл) 1 фл. Положительная контрольная проба (лиофилизированный препарат или жидкость, 0,5 мл) 1 фл. Конъюгат E (14мл.) - 1 фл. Буфер A 1 (10мл.) - 1 фл. Буфер H (14)- 2 фл. Раствор ТМБ (14мл.) - 1 фл. Стоп-реагент (14мл.) 1 фл. Прозрачный пластиковый пакет с замком 1 шт.					
8	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека, не менее 96 определений	набор	130,00	23 785,00	3 092 050,00
Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона ТТГ в сыворотке крови человека Набор рассчитан на проведение не менее 96 определений Метод анализа - одностадийный «сэндвич» Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не более 15 мин. Количество анализируемой сыворотки не менее 50 мкл Термостабируемое шейкрование + 37 для обеспечения точности результатов Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин. Диапазон определения концентраций не уже 0-15 мкМЕ/мл, чувств. не более 0,05 мкМЕ/мл Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера Конъюгат – 1 фл. 14 мл Калибраторы 6 фл. по 0,5 мл (0; 0,25; 0,75; 2,5; 7,5; 15) мкМЕ/мл Калибраторы аттестованы по Третьему международному стандарту на ТТГ человека WHO 81/565 Контрольная сыворотка - 1 фл. 0,5 мл Буфер для разведения образцов - 1 фл. 3 мл Стоп-реагент - 1 N соляная кислота - 1 фл. 14 мл Тетраметилбензидин готовый, однокомпонентный 1 фл. 14 мл Промывочный буфер концентрированный 2 фл. 14 мл, рабочий раствор храниться не менее 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы					

9	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови человека, не менее 96 определений	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови человека Набор рассчитан на проведение не менее 96 определений Метод анализа - двухстадийный «сэндвич» Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Количество анализируемой сыворотки не менее 50 мкл Термостабируемое шейкрование + 37 для обеспечения точности результатов Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 (30+30) мин. Диапазон определения концентраций не уже 0-500 Ед/мл, чувств. не более 4 Ед/мл Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера Конъюгат – 1 фл. 16 мл Аналитический буфер – 1 фл. 14 мл Калибраторы 6 фл. по 0,5 мл (0; 25; 50; 100; 250; 500) Ед/мл NIBSC 66/387 Контрольная сыворотка — 1 фл. 0,5 мл, Аналитический буфер - 1 фл. 14 мл, Раствор для разведения образцов — 1 фл. 50 мл, Промывочный буфер концентрированный не менее 3 фл. 14 мл, рабочий раствор храниться не менее 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Тетраметилбензидин готовый, однокомпонентный 1 фл. 14 мл Стоп-реагент - 1 Н соляная кислота - 1 фл. 14 мл	набор	35,00	26 920,00	942 200,00
10	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека, не менее 96 определений	Набор реагентов предназначен для количественного определения свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Комплектность • комплект из двенадцати восьмиуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину, маркирован «Стрипы с моноклональными антителами к тироксину» — 1 упаковка, • калибровочные пробы (КП), содержащие известные количества свободного Т4. Флаконы маркированы «Калибровочная проба №1», «Калибровочная проба №2», «Калибровочная проба №3», «Калибровочная проба №4», «Калибровочная проба №5», «Калибровочная проба №6», точные значения концентраций свободного Т4 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов, ориентировочные – 0; 3; 6; 12; 30; 100 пмоль/л – 6 флаконов (лиофилизированные препараты или жидкости по 0,5 мл); • конъюгат Т4-пероксидаза, маркирован «Конъюгат Е» – 1 флакон (18 мл); • концентрированный водно-солевой раствор для промывки лунок, маркирован «Буфер Р» – 1 флакон (14 мл); • раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор ТМБ» – 1 флакон (14 мл); • стоп-реагент (1 Н соляная кислота), маркирован «Стоп-реагент» – 1 флакон (14 мл); • контрольная сыворотка с известным содержанием свободного Т4, маркирована «Контрольная сыворотка» – 1 флакон (лиофилизированный препарат или жидкость 0,5 мл); • прозрачный пластиковый пакет с замком (при упаковке стрипов в пакет из 2-слойного полиэтилена)	набор	110,00	21 972,00	2 416 920,00

11	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного триглицеридина в сыворотке крови человека, не менее 96 определений	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного триглицеридина в сыворотке крови человека Набор рассчитан на проведение не менее 96 определений Метод анализа - конкурентный двухстадийный Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не более 15 мин. Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл Термостабилизированное шейкание при + 37°C для обеспечения точности результатов Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 (45+15) мин. Диапазон определения концентраций не уже 0-60 пмоль/л, чувств. не более 0,5 пмоль/л Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера Конъюгат – 1 фл. 14 мл Аналитический буфер – 1 фл. 12 мл Калибраторы 6 фл. по 0,5 мл (0; 1,5; 3; 10; 20; 60) пмоль/л Контрольная сыворотка - 1 фл. 0,5 мл Стоп-реагент - 1 Н соляная кислота - 1 фл. 14 мл Тетраметилбензидин готовый, однокомпонентный 1 фл. 14 мл Промывочный буфер концентрированный 2 фл. 14 мл, рабочий раствор храниться не менее 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы	набор	58,00	24 843,00	1 440 894,00
12	Префильтр	Префильтр должен задерживать крупные частицы загрязнений с эффективностью фильтрации класса G4, изготовлен из материала, относящегося к группе газонаполненных пластмасс, на 85-90 % состоящих из инертной газовой фазы. Префильтр должен иметь прямоугольную форму со следующими размерами: Длина: 460 мм. Ширина: 140 мм. Высота: 15 мм. Фильтры должны быть новыми, совместимым с обеззараживателем –очистителем воздуха ТИОН А100, не бывшим в использовании, не иметь дефектов, в оригинальной (невскрытой) упаковке производителя, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, приобретение эквивалентов не предусматривается.	штука	32	9 500,00	304 000,00

13	Комплексный фильтр	Фильтр должен задерживать зараженные частицы, очищает воздух от всех механических загрязнений, улавливает и разрушает вредные вещества в газовой фазе (в том числе озон), за счет специальным образом подобранной смеси сорбентов и катализаторов. Эффективность в составе прибора соответствует классу фильтрации E11. Фильтр должен состоять из пропигированных волокон различной толщины. Технология производства - методом экструзии полипропиленового волокна. Полость между цилиндрами наполнена адсорбентом, выполненным из углеродсодержащего материала. Фильтр должен иметь форму цилиндра со следующими размерами: Длина: 300 мм. Диаметр внешний: 120 мм. Диаметр внутренний: 82 мм. Фильтры должны быть новыми, совместимым с обеззараживателем –очиститель воздуха ТИОН А100, не бывшим в использовании, не иметь дефектов, в оригинальной (невскрытой) упаковке производителя, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, приобретение эквивалентов не предусматривается.	штука	128	12 755,00	1 632 640,00
14	Лампа бактерицидная 15W	Ультрафиолетовая бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха, жидкостей и поверхностей, мощность 15 Вт, Напряжение лампы 55 В, ток лампы 0,31 А, Поток излучения (254 нм) – 5,1 Вт, минимальная начальная облученность УФС-диапазон – 0,5 Вт/м2, Образование озона отсутствует. Срок службы не менее 9000 часов, кол-во включений/включений – 50000 циклов, общая длина - 437,4 мм, диаметр колбы d 25,5 ± 0,5 мм, цоколь G13. Материал - стекло. Технический паспорт, подтверждающий все заявленные тех. характеристики, сертификат соответствия таможенного союза.	штука	20	7 000,00	140 000,00
15	Лампа бактерицидная 30W	Ультрафиолетовая бактерицидная лампа для облучателя бактерицидного ОБНП "Генерис", для обеззараживания воздуха, жидкостей и поверхностей, мощность 30 Вт, Напряжение лампы 96 В, ток лампы 0,37 А Поток излучения (254 нм) – 12,6 Вт, минимальная начальная облученность УФС-диапазон – 1,2 Вт/м2, Образование озона отсутствует. Срок службы не менее 9000 часов, кол-во включений/включений – 50000 циклов, общая длина - 894,6 мм, диаметр колбы d 25,5 ± 0,5 мм, цоколь G13. Материал - стекло. Для помещения площадью не менее 20м кв. Технический паспорт, подтверждающий все заявленные тех. характеристики.	штука	100	7 500,00	750 000,00
Итого:						18 415 364,00

Примечание: Объем товара может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от потребности.

Потенциальный поставщик должен предоставить документы согласно требованиям п.136 Правил.

Условия поставки: г.Астана, ул.Аманат, 3, оплата по факту поставки товара, способом поставки DDP.

Срок поставки: В течение 15 календарных дней с момента подачи письменной или электронной Заявки

Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г.Астана, ул.Аманат, 3, 4 этаж кабинет №439 (экономист) с 04.04.2023 г. 12.00 часов по 11.04.2023г. 12.00 часов.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями г.Астана, ул.Аманат 3, 4 этаж 439 кабинет 11.04.2023 г. время 16.00 часов.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7172) 48-61-70.

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок – менеджер ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» акимата г.Астаны – Никитцова В.В. контактный телефон 8 (7172) 48-61-70, адрес электронной почты polbastana@yandex.kz

